



FERTŐTLENÍTÉSI ÚTMUTATÓ

fogászat, szájsebészet

Mit?	Mikor?	Hogyan?	Mivel?	Koncentráció / Behatási idő?
Kéztisztítás	Munkakezdskor, beavatkozások előtt, műtétek előtt és után.	Adagoló segítségével tegyünk a kézre 3 ml koncentrátumot. Végezzük el a kézmosást. Kézmosás után alaposan öblítsük le, majd használjunk egyszer használatos papírtörölközőt. Műtéti bemosakodás előtt min. 3 percig mossuk a kezét és az alkart.	S&M® wash lotion sensiva® wash lotion esemtan® wash lotion	Kézmosás: 2 - 3 ml Fürdetés: 20 - 30 ml
Higiénés kézmosás	Munkakezdskor, beavatkozások előtt és után.	Adagoljon 5 ml koncentrátumot a benedvesített kézre és habot képezve dörzsölje 30 mp-ig, majd alaposan öblítse le és törölje szárazra a kezét. Burkos vírusok elleni hatáshoz a kézmosás 60 mp.	primasept® wash	5 ml - 30 mp szelektív virucid hatáshoz: 5 ml - 60 mp
Higiénés kézfertőtlenítés	Munkakezds előtt, betegekkal és testvadászaikkal való érintkezés, valamint vizsgálatok előtt és után, műtétek után.	Min. 3 ml koncentrátumot a száraz kézre teszünk és a bőre dörzsöljük, 30 mp-en keresztül, míg a kéz száraz nem lesz.	desderman® care desderman® care gel desmanol® pure	3 ml - 30 mp
Sebészi bemosakodás	Műtétek előtt.	5 ml készítményt alaposan eldörzsölünk a kézén és alkaron 1 percig. A műveletet még 4x megismételjük. Amennyiben kéztisztítást követően alkalmazzuk, száraz kézén 5 ml készítményt alaposan eldörzsölünk a kézén és az alkaron 1,5 percig, majd a műveletet még egyszer megismételjük.	desderman® care desderman® care gel desmanol® pure	5 x 5 ml - 5 x 1 perc/ 2 x 5 ml - 2 x 1,5 perc (előzetesen megtisztított száraz kézén)
Kéz- és bőrápolás	Szükség esetén naponta többször.	Munkavégzés végeztével, a bőr regenerálása érdekében.	esemtan® skin lotion	Igény szerint
Szájöblítés, szájfertőtlenítés	Fogmosáskor, valamint fogászati kezelések előtt, alatt és után. Szájsebészeti beavatkozások előtt.	octenident®: naponta 2-3x 30 mp-ig öblítünk. Fogászati kezelés alatt teljes szájüreget kezelésére: 20 ml octenisept® külsőleges oldattal 20 mp-ig öblítünk.	octenident® octenisept® külsőleges oldat	Hígítatlanul: napi 2-3x 30 mp Hígítatlanul: 20 ml - 20 mp
Bőrfertőtlenítés	Injekciót vagy vérvételt, punkciókat, kimetszéseket és műtétet megelőzően.	Injekciót vagy vérvételt megelőzően baktericid, yeasticid hatáshoz 15 másodpercig (színezetlen); egyéb esetekben letörést követően a baktericid, fungicid, mikobaktericid, szelektív virucid hatáshoz 1 percig hatni hagyjuk.	kodan® tincture e colourless kodan® tincture e coloured	Min. 3 ml hígítatlanul 15 másodperc, ill. 1 perc. (Faggyúmirigyes területen 2 perc).
Fogászati eszközök, műszerek tisztítása és fertőtlenítése	Használat után. Fém, műanyag, üveg, gumi, porcelán műszerek tisztítására és fertőtlenítésére.	Fertőtlenítő kádban a megadott koncentráció és behatási idő betartásával. Az elkészített munkaoldatot 7 napig használható akkor, ha a fertőtlenítésre szánt eszközöket előzetesen megtisztították. Fertőtlenítő kádban a megadott koncentráció és behatási idő betartásával.	gigasept® instru AF discleen® extra	Baktericid, yeasticid, mikobaktericid hatáshoz: 1,5% - 60 perc, 2% - 30 perc, 3% - 15 perc, ultrahangos tisztítókádban 3% - 5 perc. 1% - 15 perc
Fogászati fűrófejek fertőtlenítése	Használat után.	Fertőtlenítőkádban vagy ultrahangos tisztítókádban hígítatlanul. A behatási idő letelte után az eszközöket öblítsük le alaposan legalább ivóvíz tisztaságú vízzel az anyagmaradványok eltávolításához.	rotasept®	Hígítatlanul: 15 perc
Kézidarábok (fűrótokmányok)	Minden használat után.	Permetezéssel, letöréssel.	mikrozyd® AF liquid mikrozyd® AF wipes / Jumbo wipes mikrozyd® sensitive liquid mikrozyd® sensitive wipes	Hígítatlanul baktericid, yeasticid, mikobaktericid hatáshoz: 1 perc, fungicid hatáshoz: 2 perc
Szívókészülékek, köpöcsésze, nyálszívó fertőtlenítése, tisztítása	Fertőtlenítés napi 1-2 alkalommal, napközben és napvégén. Tisztítás heti 1-2 alkalommal, illetve szükség szerint.	Az elkészített munkaoldatot szívassuk fel a szívóberendezéssel, várjuk meg a behatási időt, majd ürítsük le a rendszert, végül öblítsük át a rendszert vízzel.	aspirmatic® (fertőtlenítő) aspirmatic® cleaner (tisztító)	2% - 60 perc 5% - max. 2 óra
Fogászati kezelőegység	Minden kezelés után. (Minden felület fertőtlenítése, mellyel a beteg érintkezhetett).	Alkoholálló felületekre, letöréssel. Alkoholérzékeny felületekre, letöréssel.	mikrozyd® AF liquid Jumbo wipes mikrozyd® universal wipes green line	Hígítatlanul baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 1 perc, fungicid hatáshoz: 2 perc Hígítatlanul baktericid, yeasticid, szelektív virucid (burkos vírusok, Norovírus) hatáshoz: 1 perc
Foglenyomat	Fogászati lenyomat levétele után, visszahelyezés, próbák előtt.	Fertőtlenítő kádban a megadott koncentráció és behatási idő betartásával.	dentavon®	2% - 15 perc
Vízzel mosható felületek fertőtlenítése	Minden vízzel mosható felület, berendezési tárgy tisztítására és fertőtlenítésére.	Letöréssel, felmosással. A megadott koncentráció és behatási idő betartásával.	terralin® protect	Baktericid, yeasticid hatáshoz: 0,25% - 60 perc, baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 0,5% - 60 perc
Tárgyak, felületek, berendezések, készülékek (pl.: röntgen, video) gyors fertőtlenítése	Cyors behatási időt kívánó és nehezen hozzáférhető helyek fertőtlenítésékor. Használat előtt és után.	Permetezéssel, letöréssel.	mikrozyd® AF liquid mikrozyd® AF wipes / Jumbo wipes mikrozyd® sensitive liquid mikrozyd® sensitive wipes	Hígítatlanul: 1 perc, baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 1 perc, fungicid hatáshoz: 2 perc
Egyéb felületek fertőtlenítése (pl.: kilincsek, ajtók, telefonok, lámpák)	Szükség esetén naponta többször.	Permetezéssel, letöréssel.	mikrozyd® AF liquid mikrozyd® AF wipes / Jumbo wipes mikrozyd® sensitive liquid mikrozyd® sensitive wipes	Hígítatlanul baktericid, yeasticid, szelektív virucid hatáshoz: 1 perc, fungicid hatáshoz: 2 perc

A termékek használatát megelőzően mindig olvassa el a címkét/használati útmutatót!

	0,25%	0,5%	0,75%	1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%	10,0%
1 Liter	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	100 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	200 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	300 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	400 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	500 ml
6 Liter	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml	600 ml
7 Liter	17,5 ml	35 ml	52,5 ml	70 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml	700 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml	800 ml
9 Liter	22,5 ml	45 ml	67,5 ml	90 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml	900 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	1,0 L
15 Liter	37,5 ml	75 ml	112,5 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml	900 ml	1,5 L
20 Liter	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1,0 L	1,2 L	2,0 L
25 Liter	62,5 ml	125 ml	187,5 ml	250 ml	500 ml	750 ml	1,0 L	1,25 L	1,5 L	2,5 L
30 Liter	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	600 ml	900 ml	1,2 L	1,5 L	1,8 L	3,0 L
40 Liter	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	800 ml	1,2 L	1,6 L	2,0 L	2,4 L	4,0 L
50 Liter	125 ml	250 ml	375 ml	500 ml	1,0 L	1,5 L	2,0 L	2,5 L	3,0 L	5,0 L
100 Liter	250 ml	500 ml	750 ml	1,0 L	2,0 L	3,0 L	4,0 L	4,0 L	6,0 L	10,0 L