

Lenyomatvételi Megoldások

Pentamix™ Lite

Automata Lenyomatanyag-keverőgép



Nincs Több
Buborék...

3M ESPE

Automata keverés mindenkinek!

Pentamix Lite Lenyomatanyag-keverőgép

A következő lépés az úttörő lenyomatvételi megoldások terén

20

**év az
automata
keverés
világában**

Az első lenyomatanyagok több évtizeddel ezelőtti bevezetése óta a 3M ESPE folyamatosan fejleszti és bővíti eszköztárát a lenyomatvétel terén. Mára kínálatában megtaláljuk a különböző A-szilikon és poliéter lenyomatanyagokat, gyors működésű és könnyen használható keverőkészülékeket, valamint egyéb lenyomatvételi termékeket és kiegészítőket, illetve a digitális lenyomatvételi megoldást is. A kereskedelmi kiadványok által adományozott számos díj és a pozitív vevői visszajelzések mind arra mutatnak: minden 3M ESPE terméket úgy terveztek, hogy megbízhatóan pontos lenyomatokat lehessen venni velük a tökéletesen illeszkedő pótlásokhoz, tehát segítsék a fogászati szakembereket a lenyomatvételi eljárás lehető legtökéletesebb végrehajtásában.

Készüljön fel az automatikus keverésre...

A fogászati szakemberek a világ minden táján egyre inkább a lenyomatanyagok automatikus keverését választják, a kézi- vagy pisztolyos keverés helyett. A 3M ESPE, a Pentamix rendszert újabb, rég várt modellel egészíti ki: ez nem más, mint az új Pentamix Lite, egy kompaktabb, könnyen kezelhető készülék, melyet Németországban terveztek és gyártanak.

...és annak minden előnyére

HOMOGEN, BUBORÉKMENTES KEVERÉSI EREDMÉNYT biztosít minden keveréskor

GYORS, IDŐTAKARÉKOS eljárással dolgozik egyetlen gombnyomásra

GAZDASÁGOS és pontos anyagfelhasználást tesz lehetővé

HIGIÉNIKUS, mivel a kanál és a fecskendő közvetlenül megtölthető
a szennyeződés veszélye nélkül

HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉSSEL szolgálja az eredményességet

HAGYJA ABBA A KÉZI KEVERÉST, KEZDJEN GÉPPSEL KEVERNI!

Nézze meg, milyen könnyű!



Tegye a kívánt 3M ESPE lenyomatanyagot tartalmazó Penta™ fóliahengereket a Pentamix házba!


Helyezze a házat a Pentamix Lite Keverőgépbe és csatlakoztassa a piros Penta Keverőcsőrt! A keverés és adagolás a zöld gomb megnyomásakor kezdődik. Töltse fel a lenyomatkanalat vagy fecskendőt közvetlenül a homogénre kevert lenyomatanyaggal!

START!

Pentamix Lite – az új nagyteljesítményű és hordozható keverőgép


A 3M ESPE belépőmodellje az automata keverés világába

Különleges, forgatható felépítésével a Pentamix Lite egy kisebb csoda: a függőleges készenléti pozícióban minimális a helyigénye és helytakarékosan tárolható. Egyetlen könnyed mozdulattal visszafordítható a munkapozícióba. Kicsi súlyának és ergonomikus fogantyújának köszönhetően szükség esetén egyik kolléga egyszerűen átviheti a készüléket a másíknak. Csak be kell dugni a konnektorba és már keverhetünk is!




KOMPAKT
KIVITEL

Felfordított készenléti állásban
értékes helyet takarít meg




KÖNNYŰ
MŰKÖDTETNI

Gyors és egyértelmű összeszerelés
– csak fordítsa munkaállásba




Piros Penta Keverőcsőr minden Pentamix készülékhez

- Geometriailag továbbfejlesztett, hogy könnyen illeszkedjen minden Pentamix készülékhez
- Szürke takarólemez segíti az illesztés láthatóságát
- Új hitelesítő címke a csomagoláson, hogy Ön biztosan az eredetit használja



KÉNYELMES ÉS TISZTA MŰKÖDÉS

Nyomja meg a zöld indítógombot és kezdje megtölteni a lenyomatkanalat vagy fecskendőt közvetlenül a készülékből



HORDOZHATÓ KIVITEL

Könnyű súlyának és beépített fogantyújának köszönhetően a kollégák egymásnak átadhatják



MINDEN 3M ESPE LENYOMATANYAGHOZ

Az új Pentamix Lite Keverőgép erejéhez adjuk hozzá a kiváló Express™ XT VPS és 3M ESPE (Soft) Monophase Poliéter Lenyomatanyagokat – az eredmény: a precízió és a pontosság tökéletes elegye! Mindenféle viszkozitáshoz alkalmazható – a magas viszkozitású putty anyagoktól a közepes konzisztenciáig.

Express™ XT A-szilikon lenyomatanyag

AZ A-SZILIKON LENYOMATANYAG OTT NYÚJT JÓ TELJESÍTMÉNYT, AHOL KELL: Klinikailag releváns tulajdonságainak nyerő kombinációi révén az Express XT anyag lehetővé teszi, hogy azonnal első osztályú lenyomatokat vegyünk:

- Kitűnő részletgazdagságú reprodukció kiváló hidrofilitásának és nagyszerű folyékonyságának köszönhetően
- Torzulás nélkül távolítható el a szájból kiváló szilárdsága révén
- Kisebb az újra-nyomatolás esélye, mivel majdnem 100%-ig deformáció álló
- Hosszú ideig tárolható kiváló dimenzióstabilitásának köszönhetően

AZ EXPRESS XT A-SZILIKON LENYOMATANYAG a naponta használatos anyag korona, híd, inlay és onlay lenyomat készítéséhez az egylépéses vagy kétlépéses technika alkalmazásakor.

TARTSA TELJESEN
KÉZBEN A MUNKAFOLYAMATOT
A PENTAMIX™ LITE
HASZNÁLATÁVAL...



**TÖKÉLETESEN
ILLENK EGYMÁSHOZ!**

A PENTAMIX LITE RENDSZERREL
• KONTROLLÁLHATÓ • PRECÍZ
• KÉNYELMES
A LENYOMATVÉTEL



3M ESPE (Soft) Monophase Poliéter Lenyomatanyag

A DÍJNYERTES 3M ESPE POLIÉTER LENYOMATANYAGOK

első osztályú lenyomatvételt jelentenek. A 3M ESPE (Soft) Monophase anyaggal folytatódik a sikertörténet

- Precíz, buborékmentes lenyomatvétel a kiváló hidrofilitás révén
- Kitűnő részletgazdagságú reprodukció kiváló folyékonyságának köszönhetően
- Állandó feldolgozási és kötési idő, az egyedülálló „snap-set” kötésmódnak köszönhetően
- Kiváló leolvashatóság a világos szín miatt, plusz a páciensek elégedettségéért olyan tulajdonságok, mint a friss menta íz és a könnyű eltávolíthatóság

A 3M ESPE (SOFT) MONOPHASE ANYAG az Ön közvetlen útja a tökéletesség felé, elsősorban az implantátumokhoz és fogatlan állkapcsokról egyfázisú technikával készülő lenyomatok esetében.

...ÉS 3M ESPE
LENYOMATANYAGOKKAL

A Pentamix családjának termékei – Önnek csak választani kell!

A piac még mindig leggyorsabb és legkisebb készüléke, a **Pentamix 3 keverőgép** továbbra is a 3M ESPE első osztályú automata keverője



A hordozható, könnyű súlyú **Pentamix Lite keverőgép** a 3M ESPE automata keverőkészülékeinek sorát gazdagítja kényelmes keverési sebességgel működő belépőmodellként

Rendelési információk

Termékkód	Termékinformáció
	PENTAMIX™ LITE AUTOMATA LENYOMAT-KEVERŐGÉP ÉS KIEGÉSZÍTŐI
77903	Pentamix™ Lite Automata Keverőgép 1 Penta™ házzal a Pentamix™ Lite készülékhez
77944	1 Penta™ ház a Pentamix™ Lite készülékhez
77919	30 Penta™ Keverőcsőr – Piros
71210	1 Penta™ Elastomer Fecskendőkészlet 1 elastomer fecskendő, 4 fecskendő henger, 5 intraorális csőr
	EXPRESS™ XT PENTA – A-SZILIKON LENYOMATANYAGOK
36895	Express™ XT Penta™ Putty 1 bázis paszta – 300 ml; 1 katalizátor – 60 ml
36894	Express™ XT Penta™ H 1 bázis paszta – 300 ml; 1 katalizátor – 60 ml
36896	Express™ XT Penta™ H Quick 1 bázis paszta – 300 ml; 1 katalizátor – 60 ml

Termékkód	Termékinformáció
	EXPRESS™ XT – KORREKCIÓS ANYAGOK, UTÁNTÖLTŐK
36974	Express™ XT Light Body 2 kartus – egyenként 50 ml, 10 Garant™ Keverőcsőr
36976	Express™ XT Light Body Quick 2 kartus – egyenként 50 ml, 10 Garant™ Keverőcsőr
36975	Express™ XT Regular Body 2 kartus – egyenként 50 ml, 10 Garant™ Keverőcsőr
36977	Express™ XT Regular Body Quick 2 kartus – egyenként 50 ml, 10 Garant™ Keverőcsőr
	3M™ ESPE™ (SOFT) MONOPHASE – POLIÉTER LENYOMATANYAGOK
31796	3M™ ESPE™ Monophase 1 bázis paszta – 300 ml, 1 katalizátor – 60 ml
31798	3M™ ESPE™ Soft Monophase 1 bázis paszta – 300 ml, 1 katalizátor – 60 ml



3M ESPE

3M Hungária Kft.
1138 Budapest,
Váci út 140.
Tel.: 06-1-270-7777
www.3mespe.hu

A 3M, az ESPE, a Garant, a Penta és a Pentamix márkanévek a 3M és a 3M Deutschland GmbH. tulajdonában állnak.